



Direktversand medizinischer Produkte
Dammweg 11
55130 Mainz, Germany

Telefon +49(0)6131/623 19-10
Telefax +49(0)6131/623 19-11

E-mail verkauf@droh.de
Internet www.droh.de

Wolfram DroH GmbH

- (D)** Inhalierset mit Vernebler
- (PL)** Zestaw do inhalacji z nebulizatorem
- (GB)** Inhalation set with nebuliser



REV 2021-10



Yuyao Shengchang Medical Instrument Factory
Simen-Town
315400 Yuyao City, Zhejiang
China

CE 0123



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19
28046 Madrid
Spain

(D) Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	Seite	3
2	Sicherheit und Verantwortung	Seite	3
3	Modifikation des Produkts	Seite	4
4	Vor Gebrauch des Produkts	Seite	4
5	Anwendung des Produkts	Seite	6
6	Instandhaltung des Produkts/Wiederaufbereitung	Seite	6
7	Zubehörteile	Seite	6
8	Reparaturen und Ersatzteile	Seite	6
9	Entsorgung	Seite	6
10	Symbolerklärung	Seite	15

(PL) Spis treści

1	Uwagi ogólne	strona	7
2	Bezpieczeństwo i odpowiedzialność	strona	7
3	Modyfikacja produktu	strona	8
4	Przed użyciem produktu	strona	8
5	Stosowanie produktu	strona	10
6	Utrzymywanie produktu w stanie sprawności/regeneracja ..	strona	10
7	Akcesoria	strona	10
8	Naprawy i części zamienne	strona	10
9	Utylizacja	strona	10
10	Objaśnienie symboli	strona	15

(GB) Contents

1	General	Page	11
2	Safety and Responsibilities	Page	11
3	Modification of the product	Page	12
4	Before using the product	Page	12
5	Using the product	Page	14
6	Product Maintenance / Reprocessing	Page	14
7	Accessories	Page	14
8	Replacement parts and repairs	Page	14
9	Disposal	Page	14
10	Explanation of symbols	Page	15

1 Allgemeines

- Die Anwendung kann sowohl von geschultem Personal als auch von Laien erfolgen.
- Das Produkt dient der Weiterleitung und Inhalation von medizinischem Sauerstoff mit der Möglichkeit Medikamente zuzuführen sowohl in der privaten Sauerstoffversorgung, als auch in medizinischen Einrichtungen. Hierbei sind die verschriebenen Vorgaben des Arztes zu beachten.
- Die folgenden Anweisungen sind bei ungeschulten Anwendern zwingend einzuhalten.
- Diese Gebrauchsanweisung gibt den Wissenstand und den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder.
- Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG (Richtlinie für medizinische Produkte) und der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.
- Die Gebrauchsanweisung entspricht der DIN EN 82079-1.



2 Sicherheit und Verantwortung

WICHTIG! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

- Bitte beachten Sie vor der Anwendung folgende Anweisungen und Pflegehinweise.
- Bei Zweifeln über Verwendung und Anschluss des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Bei einer Sauerstoffzugabe ist zu beachten, dass Rauchen und offenes Feuer in der Nähe sauerstoffführender Geräte und Armaturen strengstens verboten sind.
- Nicht rauchen!
- Das Produkt saugt Luft aus der Umgebung an und darf daher nicht in vergifteter Atmosphäre genutzt werden.
- Schließen Sie das Verneblersystem nicht an einen Endotrachealtubus oder eine ähnliche Vorrichtung ohne alternativen Ausatemungsweg an.
- Halten Sie das Produkt öl- und fettfrei, da ansonsten Explosionsgefahr besteht. Hierunter fallen auch der Kontakt mit Reinigungsalkoholen, Handcreme oder Klebstoffen – in Berührung mit hochkomprimiertem Sauerstoff, kann es zu explosionsartigen Reaktionen führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht angeschlossen an ein Beatmungsgerät oder im MR-Bereich.
- Verwenden Sie ausschließlich Sauerstoff und Luft.
- Eine Länge von maximal 18 m (Schlauch und Inhalationseinheit) sollte nicht überschritten werden. Andernfalls kann weder der Druck noch der Sauerstoff-Flow gewährleistet werden.

- Das Produkt darf nicht geknickt, gedehnt oder gebogen werden.
- Verdrehungen des Schlauchs sollten vermieden werden.
Verwenden Sie hierzu einen Swivel-Konnektor.
- **Einmalprodukte dürfen nicht wiederverwendet werden!**
Sie sind direkt nach der Anwendung gemäß Punkt Nr. 9 zu entsorgen.
Die Wiederverwendung von Produkten für den einmaligen Gebrauch stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben.
- Kontamination und/oder eingeschränkte Funktionalität des Produkts können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.

3 Modifikation des Produkts


- Das Produkt darf nicht über die beschriebenen Wartungstätigkeiten hinaus vom Betreiber verändert oder repariert werden.
- Der Verantwortungsbereich des Herstellers ist auf die Maßhaltigkeit und physiologische Eignung des Produkts beschränkt.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch, Veränderungen am Produkt oder durch Fahrlässigkeit erlischt jegliche Gewährleistung. Dies gilt ebenso für nicht autorisierte Reparaturen. Normale Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen am Gerät sind ebenso ausgeschlossen.

4 Vor Gebrauch des Produkts

- Das Produkt ist vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und weiteren Lichtquellen zu schützen. Es ist trocken und staubfrei bei -10°C bis $+50^{\circ}\text{C}$ und in Originalverpackung zu lagern und zu transportieren.
- Entnehmen Sie alle gelieferten Teile aus der Verpackung.
Entfernen Sie gegebenenfalls die jeweiligen Plastikhüllen und entsorgen Sie die Verpackung entsprechend der aktuellen Landesvorschriften.
- Überprüfen Sie vor jeder Anwendung, dass Teile oder Komponenten keine Verhärtungen, Schäden, Brüche oder Risse aufweisen. Ebenfalls darf das Produkt nicht unrein oder verschmutzt sein. Sollte einer dieser Zustände zutreffen, darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden und ist gemäß Punkt Nr. 9 zu entsorgen.
- Im Zweifelsfall ist eine Vergleichsprüfung mit einem neuen Produkt durchzuführen.
→ **Beschädigte Produkte dürfen nicht verwendet werden!**
Sie sind nach Rücksprache mit dem Kundendienst entsprechend der Vorgaben unter Punkt Nr. 9 zu entsorgen.
- Es handelt sich um ein Produkt aus ABS, PS, PVC.
- Bitte beachten Sie, dass das Produkt in einem unsterilen Zustand geliefert wird.

- Die hygienische Vorbereitung des Produkts liegt in der klinischen Verantwortung des Anwenders! Das Kunststoff-Produkt kann vor der Verwendung mit einem geeigneten Reinigungsmittel (z.B. Alkohol) desinfiziert werden. Es ist keine Sterilisation zulässig!
- Zum Aufstecken und Abziehen muss der Schlauch an der Muffe gehalten werden, um eine Rissbildung zwischen Muffe und Grundschauch zu verhindern.
- Schrauben Sie den Deckel des Verneblers ab und befüllen Sie den Behälter mit dem verordneten Medikament. Schrauben Sie den Deckel wieder zu.
- Bringen Sie die Maske/das Mundstück an der vorgesehenen Öffnung am Behälterdeckel sicher an.

Schlauch mit Drehbewegung bis zum Anschlag aufstecken.



Abbildungen: Kindermaske




Abbildung: Erwachsenenmaske

- Schließen Sie ein Schlauchende am Anschlussstück des Verneblers und das andere Ende am Anschlussstück der Gasquelle an.
- Stellen Sie die Gasversorgung auf den gewünschten Durchfluss ein.
- Maske über Mund und Nase auf das Gesicht aufsetzen. Das Gummiband über den Kopf bis unter die Ohren in den Nacken ziehen. Für einen festen Sitz der Maske die Gummibänder strammziehen und das Metallnasenstück an das Gesicht des Patienten anpassen.
- Stellen Sie sicher, dass die Aerosolverneblung gewährleistet ist. Bei Austrittsproblemen können Sie leicht gegen den Vernebler klopfen.
- Bei Gesamtlängen über 15 m sollte eine Wasserfalle zum Auffangen des Kondenswassers verwendet werden.
- Das Produkt ist nach Montage auf eine ausreichende Befestigung der Einzelteile zu überprüfen.
- Das Produkt ist nun einsatzbereit.

5 Anwendung des Produkt

- Das Produkt darf während des Gebrauchs nicht mit spitzen Gegenständen in Berührung kommen oder an einer Kante reiben.
- Nach erfolgreicher Montage kann eine Sauerstoffversorgung erfolgen. Beachten Sie hierzu die Voraussetzungen der weiteren Anschlussgeräte und Produkte.
- Öffnen Sie die Gasquelle und inhalieren Sie entsprechend der ärztlichen Vorgaben.
- Die Flowrate beträgt bis 6 lpm.
- Angaben zur Partikelgröße und TOR (Total Output Rate) können beim Kundenservice angefragt werden.

6 Instandhaltung des Produkts / Wiederaufbereitung

- Einmalprodukte dürfen nicht wiederaufbereitet werden.
- Die Verwendungsdauer ist auf maximal 7 Tage begrenzt. Bei Verunreinigungen oder Defekten, ist das Produkt sofort zu ersetzen.
- Das Produkt darf nicht patientenübergreifend verwendet werden.
- Der Vernebler, die Sauerstoffmaske und das Kopfteil nach jeder Anwendung unter fließendem Wasser gründlich auswaschen. Verwenden Sie destilliertes Wasser.
- Gut trocknen und wieder zusammenschrauben.
- Nach Beendigung der Anwendung ist das Produkt nach Punkt Nr. 9 zu entsorgen.

7 Zubehörteile

- Das Produkt kann mit weiteren Schläuchen über einen Konnektor verbunden werden.
- Für eine Kombination mit anderen Medizinprodukten ist der Anwender verantwortlich.

8 Reparaturen und Ersatzteile

- Sollten Funktions- oder Materialprobleme auftreten, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

9 Entsorgung

- Nach der Verwendung ist das Produkt zu entsorgen.
- Bitte beachten Sie gegebenenfalls das Verfallsdatum. Nach Ablauf darf das Produkt nicht mehr verwendet werden!
- Eine gefahrlose Entsorgung erfolgt nach den aktuellen Landesvorschriften.

1 Uwagi ogólne

- Produkt może być stosowany zarówno przez przeszkolony personel jak i przez laików.
- Produkt służy do podawania i inhalacji tlenu medycznego z możliwością podawania leków zarówno w warunkach prywatnych jak i w instytucjach medycznych.
Należy przy tym przestrzegać przepisanych zaleceń lekarza.
- Nieprzeszkoleni użytkownicy muszą bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek.
- Ta instrukcja użytkowania odzwierciedla stan wiedzy i techniki na chwilę publikacji.
- Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy WE 93/42/EWG (dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych) i rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.
- Instrukcja użytkowania jest zgodna z normą DIN EN 82079-1.



2 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

**WAŻNE! DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM
PRZECHOWYWAĆ INSTRUKCJĘ, ABY MÓC DO NIEJ
ZAJRZEĆ PÓŹNIEJ W RAZIE POTRZEBY**

- Przed użyciem proszę przestrzegać następujących instrukcji i wskazówek dotyczących pielęgnacji.
- W razie wątpliwości na temat użytkowania lub podłączenia produktu należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- W przypadku dodawania tlenu należy pamiętać, że palenie i otwarty ogień w pobliżu prowadzących tlen urządzeń i armatur są surowo wzbronione.
- Nie palić!
- Produkt zasysa powietrze z otoczenia i dlatego nie może być użytkowany w skażonej atmosferze.
- Nie podłączać systemu nebulizacji do rurki dotchawiczej lub podobnego przyrządu bez alternatywnej drogi wydechu.
- Utrzymywać produkt w stanie wolnym od oleju i tłuszczu, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu. Dotyczy to również alkoholi do czyszczenia, kremu do rąk i klejów – w kontakcie z wysoko sprężonym tlenem mogą prowadzić do reakcji wybuchowych.
- Nie stosować produktu podłączonego do respiratora ani w obszarze RM.
- Stosować wyłącznie tlen i powietrze.
- Nie należy przekraczać maksymalnej długości 18 m (dren i jednostka inhalacyjna). W przeciwnym razie nie można zapewnić ani ciśnienia ani przepływu tlenu.

- Nie wolno zginać, rozciągać ani wyginać produktu.
- Należy unikać przekręcania się przewodu giętkiego. W tym celu proszę użyć łącznika obrotowego.
- **Produktów jednorazowego użytku nie wolno stosować wielokrotnie! Bezpośrednio po eksploatacji należy je zutylizować zgodnie z punktem 9.** Ponowne stosowanie produktów jednorazowego użytku stanowi potencjalne ryzyko dla pacjenta lub użytkownika. Konsekwencją może być kontaminacja i/lub ograniczenie funkcjonalności.
- Kontaminacja i /albo ograniczone działanie produktu mogą prowadzić do obrażeń, zachorowania lub śmierci pacjenta.

3 Modyfikacja produktu


- Użytkownikowi nie wolno dokonywać zmian ani napraw na produkcie, wykraczających poza opisane tutaj czynności konserwacyjne.
- Zakres odpowiedzialności producenta jest ograniczony do dokładności pomiarowej i przydatności fizjologicznej produktu.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania, modyfikacji produktu lub niedbalstwa wszelka gwarancja wygasa. Odnosi się to również do nieautoryzowanych napraw. Normalne oznaki eksploatacji i zużycia urządzenia są również wyłączone z gwarancji.

4 Przed użyciem produktu


- Chronić produkt przed wysokimi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami światła. Przechowywać i transportować w suchym i bezpyłowym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od -10°C do +50°C.
- Wyjąć wszystkie dostarczone elementy z opakowania. W razie potrzeby zdjąć plastikowe torebki i zutylizować opakowanie zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi.
- Przed każdym użyciem sprawdzać, czy części lub komponenty nie wykazują żadnych stwardnień, uszkodzeń, pęknięć ani rys. Produkt nie może być również zanieczyszczony ani brudny. W takim przypadku nie wolno uruchamiać produktu i należy go zutylizować zgodnie z punktem 9.
- W razie wątpliwości przeprowadzić test porównawczy z użyciem nowego produktu.
→ **Nie wolno używać uszkodzonych produktów!**
Należy je zutylizować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w punkcie nr 9 w porozumieniu z działem obsługi klienta.
- Produkt jest zbudowany z ABS, PS, PVC.
- Proszę pamiętać, że produkt jest dostarczany w stanie niesterylnym.

- Higieniczne przygotowanie produktu stanowi kliniczny obowiązek użytkownika!
Produkt z tworzywa sztucznego można przed użyciem zdezynfekować odpowiednim środkiem czyszczącym (np. alkoholem).
Sterylizacja nie jest dopuszczalna!
- Podczas nakładania i zdejmowania drenu należy trzymać go za mufę, aby zapobiec powstawaniu pęknięć pomiędzy mufą a drenem podstawowym.
- Odkręcić pokrywę nebulizatora i napełnić pojemnik przepisany lekiem.
Ponownie przykręcić pokrywę.
- Dobrze przymocować maskę/ustnik do odpowiedniego otworu w pokrywie pojemnika.

Ruchem obrotowym podłączyć wąż aż do oporu.



Ilustracja: maska dla dzieci



Ilustracja: maska dla dorosłych

- Podłączyć jeden koniec węża do końcówki nebulizatora, a drugi koniec do końcówki źródła gazu.
- W systemie zasilania gazem ustawić wymagany przepływ.
- Umieścić maskę na twarzy, zakrywając usta i nos. Założyć gumkę przez głowę, poniżej uszu na kark.
Aby maska przylegała, naciągnąć gumki i dopasować metalową część nosową do twarzy pacjenta.
- Upewnić się, że nebulizacja aerozolu jest zapewniona.
W razie problemów na wylocie można lekko stuknąć w nebulizator.
- Jeśli łączna długość przekracza 15 m, należy zastosować pułapkę wodną, zbierającą skropliny pary wodnej.
- Po montażu proszę sprawdzić, czy poszczególne części zostały odpowiednio przymocowane.
- Produkt jest teraz gotowy do użytku.

5 Stosowanie produktu

- Podczas użytkowania produkt nie powinien dotykać ostrych przedmiotów ani ocierać się o krawędzie.
- Po udanym montażu można podawać tlen. W tym zakresie należy przestrzegać warunków innych podłączanych urządzeń i produktów.
- Otworzyć źródło gazu i inhalować zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Natężenie przepływu wynosi do 6 l/min.
- W dziale obsługi klienta można uzyskać informacje na temat wielkości cząsteczek i wydajności (TOR).

6 Utrzymywanie produktu w stanie sprawności/regeneracja

- Produktów jednorazowego użytku nie wolno poddawać regeneracji.
- Czas stosowania jest ograniczony do maksymalnie 7 dni.
W przypadku zanieczyszczeń lub wad należy natychmiast wymienić produkt.
- Nie wolno stosować tego samego produktu wspólnie u różnych pacjentów.
- Nebulizator, maskę tlenową i wszystkie części mające kontakt ze skórą pacjenta/użytkownika dokładnie myć pod bieżącą wodą po każdym użyciu. Stosować wodę destylowaną.
- Dobrze osuszyć i ponownie skrócić.
- Po zakończeniu użytkowania należy zutylizować produkt zgodnie z opisem w punkcie nr 9.

7 Akcesoria

- Za pomocą łącznika można połączyć produkt z innymi przewodami giętkimi.
- Za połączenie z innymi produktami medycznymi odpowiedzialny jest użytkownik.

8 Naprawy i części zamienne

- W razie wystąpienia problemów z działaniem lub materiałem proszę bezzwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta.

9 Utylizacja

- Po użyciu należy zutylizować produkt.
- W danym wypadku proszę przestrzegać daty ważności.
Po jej upływie nie wolno użytkować produktu!
- Bezpieczna utylizacja odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi.



1 General

- The product may be used by trained personnel as well as by lay persons.
- The product is intended to be used to supply medical oxygen for inhalation within homecare oxygen therapy as well as in medical settings.
The instructions of the physician are to be observed.
- The following instructions must be followed by untrained users.
- These instructions reflect the state of the art at the time of publication.
- This product complies with the provisions of the EU Directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) and Medical Device Regulation (EU) 2017/745.
- The instructions for use comply with DIN EN 82079-1.



2 Safety and Responsibilities

IMPORTANT! READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

- Please observe the following instructions and care instructions before use.
- If in doubt about the use and connection of the product, please contact customer service.
- If additional oxygen is administered care should be taken to ensure that smoking and other naked flames are forbidden in the vicinity of oxygen-carrying equipment and fittings.
- Do not smoke!
- The product draws air from the immediate surrounding and must therefore not be used in a toxic atmosphere.
- Do not connect the nebuliser system to an endotracheal tube or similar device without an alternate exhalation route.
- Keep the product free of oil and grease, otherwise there is a risk of explosion. This includes the exposure to cleaning alcohols, hand cream and adhesives – in contact with highly compressed oxygen explosive reactions may occur.
- Do not use the product connected to a ventilator or in an MR area.
- Use only oxygen and air.
- A maximum length of 18 m (tubing and inhalation unit) should not be exceeded. Otherwise, the pressure and the oxygen flow cannot be guaranteed.

- The product must not be kinked, stretched or bent.
- Twisting of the tubing should be avoided. Use a swivel connector to prevent twisting.
- **Single use products may not be reused!**
They must be disposed of immediately after use in accordance with chapter 9.
The reuse of single use products represents a potential risk for the patient or the user. It can result in contamination and/or reduced functionality.
- Contamination and/or limited functionality of the product can lead to injury, illness or death of the patient.


3 Modification of the product

- Apart from the described maintenance instructions, the product may not be modified or repaired by the operator!
- The manufacturer's responsibility is limited to the dimensional and physiological suitability of the product.
- Improper use, modifications to the product or negligence will void any warranty. This also applies to unauthorised repairs. Normal signs of wear and tear on the device are also excluded.

4 Before using the product

- Do not expose the product to direct sunlight or other light sources.
Store and transport the product in a dry and dust-free place in its original packaging at -10°C to $+50^{\circ}\text{C}$.
- Remove all delivered parts from the packaging.
If necessary, remove the respective plastic covers and dispose of the packaging according to the current national regulations.
- Before each use verify that parts or components do not show any signs of hardening, damage, breakage or cracks. The product must also not be contaminated or soiled. If any of the conditions described above are present, the device must not be put into operation and must be disposed of in accordance with chapter 9.
- In case of doubt perform a comparison check with a brand-new product.
→ Damaged products must not be used!
After consulting customer service, the product must be disposed of according to chapter 9.
- The product contains ABS, PS, PVC.
- Please note that the product is supplied in a non-sterile condition.

- The hygienic preparation of the product lies within the clinical responsibility of the user! The plastic product can be disinfected with a suitable cleaning agent (e.g. alcohol) before use.
Sterilization is not permitted!
- To attach and detach the tubing, the tubing must be held at the connector to prevent cracks from forming between the connector and the tubing.
- Unscrew the lid of the nebuliser and fill the container with the prescribed medication. Screw the lid back on.
- Attach the mask/mouthpiece securely to the corresponding opening on the container lid.



- Connect one end of the tubing to the nebuliser socket and the other end to the gas source.
- Set the gas supply to the desired flow rate.
Place the mask over mouth and nose onto the face. Pull the elastic over the head and under the ears at the nape of the neck. For a tight fit of the mask, tighten the elastics and adjust the metal nose piece to the patient's face.
- Ensure that aerosol nebulisation is working.
In case of problems with nebulisation of the medication, lightly tap against the nebuliser.
- For total lengths over 15 m, a water trap should be used to collect any condensation.
- When completely assembled, check that all parts are connected tightly.
- The product is now ready for use.

5 Using the product

- The product must not come into contact with sharp objects or rub against an edge during use.
- After successful assembly, the product can be attached to the oxygen source. Please note the requirements of any other connection devices and products.
- Open the gas source and inhale according to the instructions of the physician.
- The flow rate can be set to max. 6 lpm.
- Information on particle size and TOR (Total Output Rate) can be obtained from customer service.

6 Product maintenance / Reprocessing

- Single use products may not be reused!
- The duration of use is limited to a maximum of 7 days.
In case of contamination or defects, replace the product immediately.
- The product must not be used on more than one patient.
- Thoroughly rinse the nebuliser, oxygen mask and headpiece under running water after each use. Use distilled water.
- Dry well and screw back together.
- After termination of the application, the product must be disposed of according to chapter 9.

7 Accessories

- The product can be connected to other tubes via a connector.
- The user is responsible for the correct combination with other medical products.

8 Replacement parts and repairs

- In case of functional or material problems, contact customer service immediately.

9 Disposal

- The product must be disposed of after use.
- Please note the expiry date if applicable.
The product must not be used after the expiry date!
- Safe disposal is carried out in accordance with current national regulations.

11 Symbolerklärung / objaśnienie symboli / Explanation of symbols

		
 Deutschland Kennzeichen	Symbol Niemiec	Symbol for Germany
 Polen Kennzeichen	Symbol Polski	Symbol for Poland
 Groß-Britannien Kennzeichen	Symbol Wielkiej Brytanii	Symbol for Great Britain
 Gebrauchsanweisung beachten	Przestrzegać instrukcji użytkowania	Observe the operating instructions
 Warnhinweis	Wskazówka ostrzegawcza	Warning
 Hersteller	Producent	Manufacturer
 EU-Repräsentant	Przedstawiciel UE	EU Representative
 CE-Symbol	Symbol CE	CE symbol
 Nicht verwenden wenn Packung beschädigt ist	Nie użytkować, jeśli opakowanie jest uszkodzone	Do not use if package is damaged
 Zur einmaligen Verwendung / nur zur Verwendung an einem Patienten	Do jednorazowego użytku / tylko do użytku na jednym pacjencie	Single-use only / Only to be used on one patient
 Medizinprodukt	Wyrób medyczny	Medical Device
 Importeur	Importer	Importer

