

Gebrauchsanweisung:

1. Deckel aufdrehen und Tablette in das untere Gefäß legen.
2. Schrauben Sie den Deckel fest auf die Tablette. Drehen Sie nun den Deckel vor und zurück um die Tabletten zu zermalmern. Durch die Hin- und Herbewegung wird die Zermalmungskraft auf die Tabletten erhöht. Wiederholen Sie die Bewegung bis die Tablette vollständig zermahlt ist. Öffnen Sie nun den Behälter um die zermahlene Tablette zu entfernen.
3. Zur Aufbewahrung von Medikamenten nehmen Sie den Deckel ab und legen die Tabletten in den Behälter. Verschließen Sie den Deckel fest.

Reinigung: Vor dem ersten Gebrauch mit handelsüblichen, NICHT ÄTZENDEN Reinigungsmitteln und warmem Wasser waschen, abspülen und lufttrocknen. Nach der Erstreinigung immer nach Gebrauch reinigen um Tablettenrückstände zu entfernen.

ACHTUNG: Magensaftresistente Tabletten sind im Ganzen zu schlucken und dürfen niemals vor Einnahme zermahlt werden!

Sicherheitshinweise:

kein Spielzeug | verschluckbare Kleinteile | nicht mikrowellengeeignet

Das Produkt muss vor jeder Anwendung auf äußerliche Schäden kontrolliert werden.

Benutzen Sie keine defekten Produkte!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sowie die Gefahrenhinweise vor der Anwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung auf.