

An alle DeVilbiss Healthcare
Sauerstoffkonzentrator Kunden

Mannheim, Juni 2015

Produktinformationen über die Longlife-Filter 515DS-605 und MC44D-605 für
Compact 5-Serie

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bestätigen hiermit, dass die o.g. Filter über eine Filterfähigkeit von 99,997% verfügen
und Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron aus der Umgebungsluft filtern.

Für einen hygienisch einwandfreien Betrieb des Sauerstoffkonzentrators empfehlen wir den
EingangsfILTER alle 2 Jahre zu inspizieren und gegebenenfalls auszutauschen.

Bitte beauftragen Sie ausschließlich von DeVilbiss geschulte und zertifizierte Service-
Techniker mit den Wartungsarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen



Petra Täubel
Produkt Marketing International